









КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОСКОМ

Воск будет полностью выполнять свои функции только в случае его правильного использования.

Для этого необходимо точно следовать инструкции:

-  Перед нанесением массы необходимо тщательно **очистить зубы и элементы** ортодонтической системы.
-  Очищенную поверхность хорошо **просушить от влаги**. Для этого можно использовать ватные палочки, которые без труда проникают во все уголки конструкции. Также можно использовать бумажные салфетки (они также хорошо убирают влагу)
-  **Отмерить небольшое количество воска**, необходимого для покрытия одного элемента или участка. **Отрезать** его ножницами или «отщипнуть» руками, прокручивая кусочек массы вокруг своей оси.
-  Разминая кусочек пальцами, слегка **разогреть** его, после чего придать **форму шарика**.
-  **Приложить** шарик к проблемному месту конструкции и слегка **надавить**.
-  После небольшой фиксации массу необходимо **равномерно** распределить так, чтобы она полностью покрывала поражающий элемент.
-  В заключение, воск нужно **сильно прижать**.
-  По необходимости воск удаляют с помощью

зубной щетки или пальцами.

Внимание: Снимать массу (воск) рекомендуют

каждый раз перед приемом пищи!!!

